




# Innovations For A Better Operating Room



## The Next Generation Is Here

### *The Fluid Diamond™ Floor Aspirator*



Fluid Diamond è un pratico dispositivo di grande aiuto in sala operatoria per eliminare rapidamente gli sversamenti di fluidi provenienti dal campo operatorio, come abitualmente avviene durante gli interventi di chirurgia ortopedica (artroscopia) o di urologia (resezione prostatica ) che rendono il pavimento scivoloso.

Il "Diamante", connesso all'aspiratore funzionante in sala operatoria tramite il tubo di raccordo incluso nella confezione, risucchia immediatamente i liquidi presenti sul pavimento lasciandolo praticamente asciutto.

La particolare forma di Fluid Diamond consente di raggiungere i liquidi anche negli angoli ed in zone difficilmente accessibili ad altri dispositivi simili, tipo negli angoli, dove i dispositivi di forma circolare non arrivano oppure sotto il letto operatorio.

Si sposta semplicemente con il piede dove si trova la zona inondata dai liquidi provenienti dal sito di intervento chirurgico.

Una volta utilizzato il dispositivo viene eliminato secondo le procedure standard.

#### Caratteristiche salienti di Fluid Diamond:

**Silenziosità** - è il 25% più silenzioso rispetto ad altri dispositivi simili.

**Efficacia** - la raccolta dei fluidi avviene in modo veloce ed efficace

**Compatibilità** - è compatibile con tutti gli aspiratori presenti nelle sale operatorie e non richiede l'acquisto di unità di aspirazione aggiuntive.

**Completezza** - Fornito di tubo di collegamento dedicato lungo 365 cm

**Latex Free**

Importato da :

**B.M. Sanitas** \_\_\_\_ srl

Firenze

Tel +39 055434421

Fax +39 055417621

Email [commerciale@bmsanitas.it](mailto:commerciale@bmsanitas.it)